

in HEX

无 细 菌 微 渗 漏 的 种 植 体



GAP ZERO[®]
TECHNOLOGY
ticare

锥形内连接种植体
独特的零间隙



MOVING FOR CARE



品牌故事

Mozo Grau成立于1996年，是一家专门设计研发和制造高品质牙种植产品的西班牙企业。Ticare是Mozo Grau旗下的种植体品牌。我们的使命在于不断追求产品质量的卓越；我们的团队具备专业素养和敬业精神；与专业人士的密切合作，使我们能够应对口腔种植领域的各种挑战，为客户提供安全可靠的解决方案。

精密制造

凭借精湛的技术工艺和高于行业标准的制造实力，我们生产的零部件具有极高的精密度。我们采用先进的设备对产品进行精确的优化和质量控制，确保Ticare的种植体-基台连接处没有细菌微渗漏，从而减少种植体周围组织出现感染和炎症的风险，为牙医和患者提供最佳的治疗效果。



循证医学

我们与行业协会和多所院校建立了长期合作关系，不但为医生提供全面的培训课程，还致力于拓展临床层面的科学研究。超过百篇发表在权威期刊上的学术论文是我们在循证医学领域的强大信任背书；与客户和国际种植学以及牙周病学专家的紧密合作，则为产品研发和改进提供了重要支持。我们的科研成果旨在向医生传授专业知识和技能，并最终将高品质的种植解决方案服务于更多患者。

泰科中国

Ticare作为一家血统纯正的欧洲种植体制造商，是国际认可的中高端品牌，拥有长期的临床跟踪记录和出色的种植成功率。如今，Ticare已成为西班牙市场的前五大品牌之一。我们持续深耕中国市场，尤其是为国内医生定制的海外培训计划备受好评。我们坚信，这样的学习和交流将进一步提升医生的专业水平和工作效率，为患者提供更优质的口腔种植服务。





两年一度的TICARE EVIDENCE
口腔种植学术年会，汇聚了来自
全球的数千名专业人士，共同探
索前沿技术与临床实践。





Mariano Sanz教授，西班牙牙周病学及牙种植学领域的权威。他是马德里康普顿斯大学牙周病学教授兼主任，同时担任挪威奥斯陆大学牙科学院教授。自2005年起，Sanz教授领导ETEP研究小组，专注于牙周病和种植体周围疾病的病因学及治疗研究，主要研究方向包括口腔微生物学、细菌与宿主的相互作用，以及牙周炎和种植体周围炎的不同治疗方法，并取得了卓越贡献。Sanz教授担任骨再生基金会主席、国际牙科研究协会欧洲分会主席及欧洲牙科教育协会候任主席等多个重要职务。

「我认为不仅是细菌渗漏的影响，微动的影响也非常重要。微动会干扰种植体周围软组织的附着，破坏其稳定性。所以，我们需要选择设计合理且稳定的连接结构。我认为“零间隙”设计能够保护种植体周围的软硬组织。」

— Mariano Sanz教授

王鸿烈教授，美国密歇根大学牙周病研究所主任，国际AO骨整合学会第37任主席，美国牙周病学会前任主席，ICOI国际种植牙专科医师学会前任主席。美国牙周病学会唯一四项大奖获得者，包括杰出科学家奖、临床大师奖、杰出教育家奖和杰出服务奖。他在Expertscape世界专家排名中有15项研究位居世界第一。王鸿烈教授在牙周病及牙种植领域有深入研究，发表科学论文870余篇。

「即使在种植体周围出现骨丧失的情况，“零间隙”设计仍能有效阻止细菌进入，从而减轻对种植体内部灭菌问题的担忧。所以，我认为“零间隙”对于种植治疗的远期效果有着极为重要的影响。」

王鸿烈教授



Alberto Monje教授，美国牙周病学认证委员会专家，骨科学会专家委员会成员及西班牙牙周病学与骨整合学会执行委员会成员。现任巴塞罗那加泰罗尼亚国际大学牙周病学系教授、美国密歇根大学安娜堡分校牙周病与口腔医学系教授，以及瑞士伯尔尼大学牙周病学系客座教授。他在西班牙巴达霍斯创办了CICOM牙周病与种植牙专科诊所。Monje教授是《临床种植学与相关研究》以及《国际口腔种植学杂志》的副主编，并著有《探索种植体周围炎》(Unfolding peri-implantitis)一书。

「我本人是Ticare的忠实用户，使用Ticare种植体超过十年。我选择的种植系统需要具备两个特点：能够获得良好的初期稳定性以及种植体-基台连接的密合度。Ticare和其他品牌种植体最大的区别就在于种植体-基台连接处没有细菌微渗漏。如果连接不好，就会导致种植体生物并发症，比如种植体周围炎。」

Alberto Monje教授

Juan Blanco Carrión教授是圣地亚哥·德·孔波斯特拉大学医学与口腔医学院口腔学教授，同时也是Blanco Ramos诊所主任。Blanco教授是国际种植学团队(ITI)伊比利亚分会的前主席，曾任欧洲牙周学会主席，并积极参与西班牙牙周学会和骨结合学会的活动。此外，他还是多家专业期刊的编委会成员，包括《Dental Press Implantology》和《El Dentista》。

「我支持“零间隙”。骨丧失是评估种植体长期稳定性和健康的重要指标。“零间隙”设计确实可以有效防止细菌通过微小缝隙渗入种植体周围组织，从而降低感染和炎症的风险。对于制造商而言，在正式推向市场之前，进行体外研究来验证种植体的性能和安全性非常重要。」

Juan Blanco Carrión教授



in HEX

无细菌微渗漏的种植体

GAP ZERO
TECHNOLOGY
ticare

锥形内连接种植体
独特的零间隙

机械加工肩台设计

通过平台转移来促进软组织的良好附着,从而实现理想的美学效果。

双螺纹设计

可将种植体植入时间减半,并减少植入过程中的产热。

锥形设计

能够在植入过程中提供更高水平的初期稳定性,提高手术效率。

颈部微螺纹

具有增强生物力学性能的作用,帮助维持种植体颈部的边缘骨水平。

TC一体化表面处理技术

通过确保可吸收生物磷酸钙颗粒在种植体表面均匀分布并形成微粗糙表面,以增加骨组织与种植体之间的接触面积。

更为高效的尖端设计

尖端的锥形设计更为锐利,能够增强种植体的自攻型,从而提供额外的初期稳定性。



有效维持边缘骨水平
和软组织的长期稳定

唯一一个有科学证据表明其真正实现了 **gapZero** “零间隙”的系统




GAP ZERO[®]

TECHNOLOGY


ticare

减少种植体周围炎风险的领先科技


唯一一个有科学证据表明其真正实现了gapZero“零间隙”的系统



有效维持边缘骨水平和软组织的长期稳定



种植体和基台连接界面未观察到细菌微渗漏



只有配合原厂基台使用才能确保无菌密合



科学研究和临床试验证实了

Ticare 的gapZero技术在临床应用中具有显著的优势


- 材料:IV级钛*
- TC一体化表面处理:磷酸钙喷砂与酸蚀处理
- 11°锥形内连接

- 双内六角连接
- 颈部微螺纹

- 无接触灭菌包装
- 包含携带体和覆盖螺丝

INHEX 3,3 mm MINI

型号	规格
23213310	3.3 x 10 mm
23213311	3.3 x 11.5 mm
23213313	3.3 x 13 mm
23213315	3.3 x 15 mm
23203325	覆盖螺丝
最大扭矩 10 Ncm	




- * V级钛
- 种植体接口直径: 2.3 mm
- 种植体直径: 3.3 mm
- 内螺纹直径: 1.4 mm

建议:

- 前牙区(上颌侧切牙和下颌前牙)
- 咬合力较小的位置

INHEX 3,75 mm STD

型号	规格
23203708	3.75 x 8 mm
23203710	3.75 x 10 mm
23203711	3.75 x 11.5 mm
23203713	3.75 x 13 mm
23203715	3.75 x 15 mm
23205001	覆盖螺丝
最大扭矩 10 Ncm	




- 种植体接口直径: 2.8 mm
- 种植体直径: 3.75 mm
- 内螺纹直径: 1.6 mm

建议:

- 适用于口内所有位置

INHEX 4,25 mm STD

23204208	4.25 x 8 mm
23204210	4.25 x 10 mm
23204211	4.25 x 11.5 mm
23204213	4.25 x 13 mm
23204215	4.25 x 15 mm
23205001	覆盖螺丝
最大扭矩 10 Ncm	



- 种植体接口直径: 2.8 mm
- 种植体直径: 4.25 mm
- 内螺纹直径: 1.6 mm

建议:

- 适用于口内所有位置

INHEX 5,0 mm MAXI

型号	规格
23205009	5.0 x 9 mm
23205010	5.0 x 10 mm
23205011	5.0 x 11.5 mm
23205013	5.0 x 13 mm
23205015	5.0 x 15 mm
23205000	覆盖螺丝
最大扭矩 10 Ncm	



- 种植体接口直径: 3.8 mm
- 种植体直径: 5.0 mm
- 内螺纹直径: 2.0 mm

建议:

- 只要空间足够,适用于口内所有位置(大多数情况下被用于后牙区)。

MINI平台修复

愈合基台



23203320 2 mm
23203330 3 mm
23203340 4 mm

转移杆



[开窗式]
23203303



23235504 短 L=14 mm
23235502 长 L=20 mm
23235505 螺丝 L=29 mm



[六角][闭口式]
23203324 短
23203334 长

粘接固位修复

基台

BioCam



BioCAM

角度基台



[六角]
23231015 15° 2 mm
23231020 20° 2 mm

螺丝固位修复

锥形基台



[抗旋]
23201031 10° 1 mm
23201032 10° 2 mm
23201033 10° 3 mm

配件



13203313 转移杆



41146000 扫描杆 (TC2)



13205551 替代体



41005541 数字替代体



13209133 可铸造钛柱

临时修复

基台

六角可预备基台



[六角]
23232110 2 mm

替代体



23205541

数字替代体



41235541

扫描杆



[直接放置在种植体上]

41236001 TC10

MINI

粘接固位修复


基台

BioCam




六角可预备基台

[六角] Ø4




23207000 0 mm
23207010 1 mm
23207012 2 mm
23207013 3 mm
23207014 4 mm

[六角] Ø5



23207613 3 mm
23207614 4 mm


[六角] Ø6 **美学**



23207513 3 mm
23207514 4 mm


角度基台

[六角] Ø4



23201015 15° 1 mm
23201315 15° 3 mm
23201515 15° 5 mm
23201020 20° 1 mm
23201320 20° 3 mm
23201520 20° 5 mm


[六角] Ø5



23206015 15° 1 mm
23206315 15° 3 mm
23206515 15° 5 mm
23206020 20° 1 mm
23206320 20° 3 mm
23206520 20° 5 mm

用于氧化锆修复体 六角标准型基台


[六角]



23207905 0.5 mm
23207910 1 mm
23207920 2 mm
23207930 3 mm

用于CEREC系统 六角标准型基台

[六角]



23207990 包含 CEREC 扫描杆

13207999 扫描杆 (三件装)

活动义齿修复

基台

球帽基台



23208610 1 mm
23208620 2 mm
23208630 3 mm
23208640 4 mm
23208650 5.5 mm

*包含 PTFE 保持器 Ref 13208600

数字替代体



41235501 数字替代体

替代体



23205501 替代体



23285501 连接修复体替代体



13205521 球帽基台替代体

临时修复

基台

UCLA



[六角] [红色]
23208151 可铸造
[非六角] [白色]
23207151 可铸造



[六角]
23204110 钛
[非六角]
23205110 钛

六角可预备基台



[六角]
23202110 2 mm
[非六角]
23203110 2 mm

* 包含塑料帽

STD

MAXI平台修复

愈合基台

 23205020 2 mm
23205030 3 mm
23205040 4 mm
23205050 5 mm
Ø 4 23205070 7 mm

 23206536 3 mm
23206546 4 mm
23206556 5 mm
Ø 5 23206576 7 mm

美学
 23206530 3 mm
23206540 4 mm
23206550 5 mm
Ø 6 23206570 7 mm

扫描杆

 [直接放置在种植体上]
41236003 TC12

转移杆

 [开窗式]
23205003 短
23205006 长
23255403 美学

 23205004 短 L=14 mm
23205002 长 L=20 mm
23205005 螺丝 L=29 mm

 [六角][闭口式]
23205024 短
23205034 长

 [非六角][闭口式]
23205056 短
23205066 长
23205306 美学

螺丝固位修复

单一修复



用于氧化锆修复体六角标准型基台

[六角]
23257905 0.5 mm
23257910 1 mm
23257920 2 mm
23257930 3 mm

用于CEREC系统六角标准型基台

[六角]
23257990 包含 CEREC 扫描杆
13207999 扫描杆 (三件装)

多单元修复

10°锥形基台

*10° 锥形基台也可用于单一修复

 23201050 10° 0 mm
23201051 10° 1 mm
23201052 10° 2 mm
23201053 10° 3 mm
23201054 10° 4 mm
23201055 10° 5 mm

钛柱
[抗旋]
 13209151 10° 可铸造 [白色]
[非抗旋]
 13209152 10° 可铸造 [红色]

扫描杆
 41146004 10° TC4

愈合帽
 13201000 10°
转移杆
[非抗旋][开窗式]
 13205213 10° [紫色]
[抗旋][开窗式]
 13205513 10° 钛
[抗旋][闭口式]
 13205613 10° 钛

替代体
 13205511 10°
数字替代体
 41005511 10°

30°锥形基台

 23253001 30° 1 mm
23253002 30° 2 mm
23253003 30° 3 mm
23253004 30° 4 mm
23253005 30° 5 mm

钛柱
[抗旋]
 13209153 30° 可铸造 [白色]


扫描杆
 41146005 30° TC5

愈合帽
 13201300 30°
转移杆
[抗旋][开窗式]
 13205530 30° 钛
[抗旋][闭口式]
 13205630 30° 钛

替代体
 13203511 30°
数字替代体
 41003511 30°

多单元修复

复合直基台

[非六角]
 23259902 2 mm
23259903 3 mm
23259904 4 mm
23259905 5 mm

愈合帽
 13201017

复合角度基台

[六角]
 23251720 17° 2 mm
23251730 17° 3 mm
23251740 17° 4 mm

钛柱
[抗旋]
 13201751 可铸造 [白色]
 13205710 临时铸造

扫描杆
 41146006 TC6
转移杆
 13205217
替代体
 13205117
数字替代体
 41145117

粘接固位修复

基台

BioCam



六角可预备基台

[六角] Ø 4

23207050 0 mm
23207051 1 mm
23207052 2 mm
23207053 3 mm
23207054 4 mm

[六角] Ø 5

23257613 3 mm
23257614 4 mm

[六角] Ø 6 美学

23257513 3 mm
23257514 4 mm

角度基台

[六角] Ø 4

23251015 15° 1 mm
23251315 15° 3 mm
23251515 15° 5 mm
23251020 20° 1 mm
23251320 20° 3 mm
23251520 20° 5 mm

[六角] Ø 5

23256015 15° 1 mm
23256315 15° 3 mm
23256515 15° 5 mm
23256020 20° 1 mm
23256320 20° 3 mm
23256520 20° 5 mm

用于氧化锆修复体 六角标准型基台

[六角]

23257905 0.5 mm
23257910 1 mm
23257920 2 mm
23257930 3 mm

用于CEREC系统 六角标准型基台

[六角]

23257990 包含 CEREC 扫描杆

13207999 扫描杆 (三件装)

活动义齿修复

基台

球帽基台

23258610 1 mm
23258620 2 mm
23258630 3 mm
23258640 4 mm
23258650 5.5 mm

*包含PTFE保持器 Ref 13208600

数字替代体

41235605 数字替代体

替代体

23205605 替代体

23285605 连接修复体替代体

13205525 球帽基台替代体

临时修复

基台

UCLA

[六角][红色]
23208155 可铸造
[非六角][白色]
23207155 可铸造

[六角]
23254110 钛
[非六角]
23255110 钛

六角可预备基台

[六角]
23252110 2 mm
[非六角]
23253110 2 mm

*包含塑料帽

MAXI



种植手术工具盒及配件

Inhex种植手术工具盒（RCD）



模块化Inhex种植手术工具盒PLUS（RCD）



15414033 Inhex种植手术工具箱（RCD*）

编号	型号	规格	
1	23209021	机用六角适配器	
2	14602000	扩孔钻延长杆（选配）	
3	15252125	1.25mm棘轮扳手六角螺丝刀，长度14mm	
4	14658009	棘轮扳手适配器，短，直径7mm	
5	13109034	Mini平行针	
6	13109041	STD 平行针	
7	13109050	Maxi 平行针	
8	23207001	STD长型植体携带体，长度20mm	
9	13109003	Mini深度测量尺，6mm深度标记	
10	132520206	2.0mm 定位钻，RCD涂层，长度13mm，6mm深度标记	
11	139116206	2.0mm 螺旋钻，RCD涂层，长度16mm，6mm深度标记	
12	139133306	3.0mm 螺旋钻，RCD涂层，长度16mm，6mm深度标记	
13	139133336	3.3mm 螺旋钻，RCD涂层，长度16mm，6mm深度标记	
14	139133386	3.8mm 螺旋钻，RCD涂层，长度16mm，6mm深度标记	
15	139133436	4.3mm 螺旋钻，RCD涂层，长度16mm，6mm深度标记	
16	139133476	4.7mm 螺旋钻，RCD涂层，长度16mm，6mm深度标记	
17	13102032	3.25mm 颈部成型钻	
18	13102037	3.6mm 颈部成型钻	
19	13102042	4.1mm 颈部成型钻	
20	13102049	4.85mm 颈部成型钻	
21	139133326	3.2mm 硬骨钻，RCD涂层，长度16mm，6mm深度标记（选配）	
22	139133356	3.5mm 硬骨钻，RCD涂层，长度16mm，6mm深度标记（选配）	
23	139133406	4.0mm 硬骨钻，RCD涂层，长度16mm，6mm深度标记（选配）	
24	139133496	4.9mm 硬骨钻，RCD涂层，长度16mm，6mm深度标记（选配）	
25	14658010	棘轮扳手，直径7mm	
26	14650010	扭力扳手适配器，70Ncm（选配）	


图片仅作参考，工具箱内所含产品型号以实际收到为准。

15414005 模块化Inhex种植手术工具箱PLUS（RCD*）

*除上述配置清单外，额外增加的手术器械包括：



型号	规格	
23207004	MINI长型植体携带体，长度20mm	
23207009	MAXI长型植体携带体，长度20mm	
15251125	1.25mm棘轮扳手六角螺丝刀，长度 8mm	
13109004	STD深度测量尺，6mm深度标记	
13109005	Maxi深度测量尺，6mm深度标记	
14658016	棘轮扳手适配器，长，直径7mm	
14607100	携带体更换固定器	
139521206	2.0mm长螺旋钻，RCD涂层，长度21mm，6mm深度标记	
139633306	3.0mm长螺旋钻，RCD涂层，长度21mm，6mm深度标记	
139633336	3.3mm长螺旋钻，RCD涂层，长度21mm，6mm深度标记	
139633386	3.8mm长螺旋钻，RCD涂层，长度21mm，6mm深度标记	
139633436	4.3mm长螺旋钻，RCD涂层，长度21mm，6mm深度标记	
139633476	4.7mm长螺旋钻，RCD涂层，长度21mm，6mm深度标记	
131073406	3.3mm攻丝钻，长度16mm，6mm深度标记	
131073756	3.75mm攻丝钻，长度16mm，6mm深度标记	
131074256	4.25mm攻丝钻，长度16mm，6mm深度标记	
131075006	5.0mm攻丝钻，长度16mm，6mm深度标记	
13102150	5.0mm 骨脊成型钻	

图片仅作参考，工具箱内所含产品型号以实际收到为准。



* RCD是指类金刚石碳涂层，能够减少磨损，并实现更好的切削和更好的维护，比传统钻头更耐用。

154145073 修复工具盒

编号	型号	规格	
1	15251125	1.25mm棘轮扳手六角螺丝刀，长度8mm	
2	15252125	1.25mm棘轮扳手六角螺丝刀，长度14mm	
3	15252525	1.25mm棘轮扳手六角螺丝刀，长度25mm	
4	15261125	棘轮扭矩六角螺丝刀短柄，长度21mm	
5	15262125	棘轮扭矩六角螺丝刀短柄，长度26mm	
6	15253125	1.25mm棘轮扳手一字螺丝刀，长度14mm	
7	14658009	棘轮式短延长器，长度9mm	
8	14658016	棘轮式长延长器，长度16mm	
9	13801525	1.25mm机用六角螺丝刀短柄，长度9mm	
10	13802525	1.25mm机用六角螺丝刀长柄，长度14mm	
11	13861125	C/A扭矩六角螺丝刀短柄，长度23mm	
12	13862125	C/A扭矩六角螺丝刀长柄，长度29mm	
13	13803125	1.25mm机用一字螺丝刀，长度14mm	
14	23209021	机用六角适配器	
15	14658040	可调节扭力扳手，10-40Ncm	


图片仅作为参考，工具箱内所含产品型号以实际收到为准。



154145043 取出工具箱

编号	型号	规格	
1	23257011	Inhex种植体长型取出工具 MINI	
2	23257014	Inhex种植体长型取出工具 STD	
3	23257019	Inhex种植体长型取出工具 MAXI	
7	14412335	Inhex种植体螺丝取出工具 MINI	
8	14412375	Inhex种植体螺丝取出工具 STD	
9	14412355	Inhex种植体螺丝取出工具 MAXI	
12	14412330	Inhex种植体3.3mm取出工具 MINI	
13	14412370	Inhex种植体3.75mm取出工具 STD	
14	14412420	Inhex种植体4.25mm取出工具 STD	
15	14412500	Inhex种植体5.0mm取出工具 MAXI	
19	15252125	1.25mm棘轮扳手六角螺丝刀，长度14mm	
20	14658009	棘轮式短延长器，长度9mm	
21	14419130	移出螺钉紧固工具	
22	14419032	Inhex种植体反向拧紧工具 MINI	
23	14419033	Inhex种植体反向拧紧工具 STD	
24	14419031	Inhex种植体反向拧紧工具 MAXI	
25	14401416	Inhex种植体断螺丝取出器 MINI	
26	14401417	Inhex种植体断螺丝取出器 STD	
27	14401418	Inhex种植体断螺丝取出器 MAXI	
28	18089021	多变频器	
29	14419050	六角螺丝取出扳手	
30	14419041	Inhex种植体断裂修复体取出扳手 MINI/STD	
31	14419042	Inhex种植体断裂修复体取出扳手 MAXI	
32	14650050	可拆卸扭矩棘轮扳手 50-250 Ncm	

图片仅作为参考，工具箱内所含产品型号以实际收到为准。



通用套装

兼容其他品牌的模板

- Ticare: Osseous / Inhex
- Straumann: Tissue / Bone level
- BioHorizons: Tapered internal
- Zimmer: Screw-Vent

- 3i: Certain / External Hex
- Astra Tech
- Nobel Active
- / Replace / Branemark



耐高温消毒




手术过程更加灵活



备洞流程


♥ticare
i n H E X
Inhex 3,3 mm MINI



- 起始钻和皮质骨钻的钻孔深度：达到第一个下部激光标记处。
- 其余钻头的钻孔深度：达到将要放置的种植体长度。

备洞流程


♥ticare
i n H E X
Inhex 3,75 mm STD



- 起始钻和皮质骨钻的钻孔深度：达到第一个下部激光标记处。
- 其余钻头的钻孔深度：达到将要放置的种植体长度。

备洞流程


♥ticare
in HEX
Inhex 4,25 mm STD



- 起始钻和皮质骨钻的钻孔深度：达到第一个下部激光标记处。
- 其余钻头的钻孔深度：达到将要放置的种植体长度。

备洞流程

♥ticare
in HEX
Inhex 5,0 mm MAXI



- 起始钻和皮质骨钻的钻孔深度：达到第一个下部激光标记处。
- 其余钻头的钻孔深度：达到将要放置的种植体长度。

扭矩指南

		MINI	STD	MAXI
覆盖螺丝		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
愈合基台		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
转移杆		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
扫描杆		3 Ncm	3 Ncm	3 Ncm
永久基台		20 Ncm	30 Ncm	30 Ncm
临时修复		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm

扭矩(Ncm)

您可以在这些常用软件中进行设计与规划 **ticare**

我们为您带来更轻松、高效的工作体验！

数字义齿设计软件

3shape  exocad  dental wings

种植导板设计软件

带义齿

 SIMPLANT

 BlueSkyBio

NEMOTEC  NemoSCAN
A BIOTECH DENTAL COMPANY

无义齿

exoplan
exocad

3shape  Implant Studio

smop
powered by swissmedia

 BiteRight

 RealGUIDE™
UNIVERSAL OPEN SYSTEM

种植规划

带义齿

Zirkonzahn
Implant-Planner

无义齿

 Carestream
DENTAL

GALILEOS 
Dentsply Sirona

Planmeca
Romexis

vatech

NewTom
myray
by CEFLA

 DÜRR
DENTAL

RAYSCAN

手术驱动器

BienAir 
Dental

口内扫描仪

iTero

 MEDIT





高于行业标准的质量控制

为什么选择 TICARE?

Ticare 凭借优质的产品和服务，帮助牙医为您提供最具可预测性和美观性的治疗效果。

A

经验丰富

自1996年以来，专注于牙种植解决方案的研发和生产。

B

品质卓越

高于行业标准的制造实力，所有产品做到100%的全面质检。

C

核心理念

以优先保护骨骼和牙龈组织健康为核心，确保种植治疗的稳定性和长期成功。

获取您专属的 质保证书

医生和患者可登录Ticare官网，查询产品真伪，并下载品质保证证书。我们为您全程把关，您可以放心选择我们的产品。





Ticare泰科中国官方微信公众号

www.ticareimplants.cn
Email: naomid@ticareimplants.com

代理商联系方式
Email: admin@zlyl-hb.com
电话: 0310-550-1668

www.ticareimplants.cn
